

## Na de ingreep

Nadat de Reveal<sup>®</sup> is ingebracht krijgt u uitleg en kunt u oefenen met de Activator.

Na de ingreep mag u zich aankleden en wordt u met een bed opgehaald. U gaat voor ongeveer 1 uur naar het Dagcentrum ter observatie. Als u zich daarna goed voelt mag u naar huis. U krijgt een afspraak mee voor controle van de Reveal<sup>®</sup> en uitlezen van eventuele registraties.

De (eventuele) hechtingen) kunt u na 7 tot 10 dagen door uw huisarts laten verwijderen. Hiervoor moet u zelf een afspraak maken bij uw huisarts.

U kunt (afhankelijk van de klachten), uw normale activiteiten weer oppakken.

Als de wond gesloten is met hechtingen mag u 4 dagen niet douchen. Is de wond gesloten met een huidlijm dan mag u wel douchen maar niet de wond schoonspoelen met de douchekop. Huid droogdeppen, niet wrijven.

Indien de wond meer pijn gaat doen, rood wordt, opzwelt of dat u koorts of koude rillingen krijgt, dan moet u contact opnemen met uw cardioloog. Dit kan op werkdag via de poli Cardiologie.

Telefoon: 0495 – 57 22 80.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de SEH, telefoon: 0495 - 57 26 10

## Tips

- Leg vrienden en familie uit hoe de Activator gebruikt moet worden.
- Bewaar de Activator in een tasje en zorg ervoor dat hij niet per ongeluk gebruikt kan worden.
- Draag de Activator met een koord om de nek of bevestig de Activator met een klip aan de kleding. Het is belangrijk dat u altijd de Activator bij u draagt zodat u opnames kunt maken.
- De Activator mag niet nat/vochtig worden.

## Verwijderen van de Reveal<sup>®</sup>

De batterij van de Reveal<sup>®</sup> gaat maximaal 3 jaar mee. Daarna kan deze onder plaatselijke verdoving weer worden verwijderd. Als de Reveal niet langer nodig is, kan deze ook eerder worden verwijderd.

## Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor uitlezen Reveal<sup>®</sup> dan kunt u op werkdagen bellen naar de afdeling Hartfunctie, telefoon: 0495 - 57 22 80



# Reveal<sup>®</sup>-implantatie

Hartfunctie afdeling  
Route 44


**Door de cardioloog is het gebruik van een Reveal® aangeraden om de oorzaak van uw klachten (symptomen) te kunnen vinden.**

**Een hartritmestoornis kan een oorzaak zijn van deze klachten. Hartritmestoornissen zijn soms moeilijk vast te stellen omdat deze niet perse tijdens het spreekuur of tijdens een specifiek onderzoek op treden.**

### **Wat is een Reveal®?**

De Reveal® is een implanteerbare hartritmemonitor.

Het is een klein medisch hulpmiddel (ca. 7 x 2 x 0,8 cm) dat via een klein sneetje boven in de borst onder de huid wordt geplaatst. Dit apparaatje registreert voortdurend uw hartritme. Hiermee kan worden vastgesteld of een hartritmestoornis de oorzaak van uw klachten is.



### **Hoe werkt een Reveal® ?**

Nadat de Reveal® is geplaatst kan het hartritme tijdens uw klachten geregistreerd worden. Hiervoor krijgt u een klein apparaatje mee, de Activator (soort afstandsbediening zie hier beneden op de afbeelding).



Als u klachten heeft (of direct daarna), drukt u op de knop op de Activator. U houdt de Activator boven de Reveal® op de huid of boven de kleding. Dan wordt een hartritmestroompje opgeslagen in het geheugen van de Reveal®. Als u enkele opnames gemaakt heeft kunt u de opgeslagen informatie laten uitlezen in het ziekenhuis. U belt voor een afspraak met de afdeling Hartfunctie (zie: Heeft u nog vragen?).

### **Voor de Reveal®-implantatie**

Nadat alle papieren door uw cardioloog in orde zijn gemaakt voor de ingreep, belt de pacemakertechnicus u. U krijgt dan informatie over:

- datum, tijdstip van de ingreep
- gebruik van medicijnen

Op de dag van de ingreep mag u gewoon eten. U meldt zich op de afgesproken tijd aan het loket op de Medische Beeldvorming, route 22.

### **Hoe verloopt de ingreep?**

De implantatie gebeurt op de hartkatheterisatiekamer bij de Medische Beeldvorming. U neemt met ontbloot bovenlichaam plaats op de behandelafel. Tijdens de ingreep ligt u op uw rug. De plaats waar de cardioloog de Reveal® plaatst wordt gedesinfecteerd en u komt onder steriele doeken te liggen.

De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving. De eerste prikken kunnen even pijnlijk zijn. Daarna merkt u alleen nog maar dat men bezig is. Via een klein sneetje in uw huid wordt het apparaatje ingebracht. Dit wordt meestal tussen uw borstbeen en uw linker schouder geplaatst. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de implantatie wordt de wond gesloten door middel van hechtingen of huidlijm. Als het nodig is krijgt u nog een pleister op de wond.